

DAC ユニバーサル2 — コンビネーションオートクレーブ  
ハンドピースの「洗浄」「注油」「滅菌」が1台で完了

**SAFE. CLEAN.  
RAPID.**



The Dental Company

**sirona**

## 交叉感染リスクを 減らしたいですか？ まずはDACユニバーサル を起動しましょう！

ハンドピース6本をリッドにセットし、ボタンを押すだけで、厳しいヨーロッパ基準に準じたハンドピースのメンテナンスが短時間で完了します。

衛生的なハンドピースによる治療がもたらす安心感は、患者さんやスタッフからの支持をより確実なものとしします。

### ■法的安全性

DACユニバーサル2の使用は、英国および他のヨーロッパ諸国の保険省が発行する“歯科医院での一次医療における汚染の除去 (decontamination in primary care dental practice)”が定義する、健康の技術的定款01-05 (Health Technical Memorandum 01-05) に関する慣行要領を満たすことを意味します。

### ■規格に準拠

ヨーロッパの小型高压蒸気滅菌器基準EN13060で定義されるクラスSの規格をクリアするDACユニバーサル2は、タービンおよびコントラソケットハンドピースの除染効果に特に威力を発揮します。

### ■定期点検

DACユニバーサル2を快適にお使いいただくために、3,000サイクル毎または2年毎どちらか早い段階で、定期点検 (有償) が必要です。詳細はお取引ディーラー様または弊社までお問い合わせください。



# 衛生的、効率的な ハンドピースの メンテナンスを実現する ハイジーンの定式

日々関心の高まるハイジーン設備への重要性。しかしながら、その実現に過度な投資をする必要はありません。シロナが提唱するハイジーンへの定式である「安全」「クリーン」「迅速」をDACユニバーサル2が実現します。ハンドピース6本を装着し操作ボタンを押すだけで、「洗浄」「注油」「滅菌」を自動的に行います。

更に滅菌パックに入れたハンドピースやミラー、カンシなどの棒物（固形のインスツルメント）の滅菌も可能。連続使用により、ハンドピースやインスツルメント類の効率的なメンテナンスができます。


患者さんは勿論のこと、大切なスタッフを交叉感染から守り、且つスタッフが本来メンテナンスに費やしてきた時間を患者コミュニケーションやPMTCなど有意義な時間に移行することが可能です。



# 患者さん毎に 清潔なハンドピースで 治療を

適切かつ短時間でメンテナンスは、清潔なハンドピースによる患者さん毎の治療を可能とします。また、メンテナンスのオートメーション化は、ハイジーンの均一化に加え、スタッフの効率化にも寄与します。

## 短時間でのメンテナンス



(当社調べ)